



FISTEL RASPEL SYSTEM

- + neuartige Raspel zum sicheren Entfernen des Schleimhautepithels im Fistelgang
- + unterschiedliche Raspelgrößen zur individuellen Versorgung verschiedener Fistelgangdurchmesser
- + Raspeln sind hochflexibel und unzerbrechlich zur optimalen Versorgung jeder Fistelgangform

health **care** partner GmbH

FISTEL RASPEL SYSTEM

- + Benutzt werden kann die Fistelraspel bei allen Fisteln (selbstständig entstandene, oft nach außen eiternde Öffnungen aus dem Körper durch die Haut mit Schleimhautauskleidung), um wie auf den Fotos dargestellt, durch Abschilfern diese Schleimhaut nach außen abzutransportieren.
- + Die Anwendung dieser Fistelraspel ist u. a. dann von großem Vorteil, wenn z. B. die Fistel sich zwischen den Schließmuskelfasern befindet und alternativ eine Destruktion der Schließmuskelfasern, die dann wiederum zur Schließmuskelschwäche führen könnten, notwendig wäre.
- + Der Nutzen der Reinigung des Fistelganges mit Abtransport des Schleimhautgewebes besteht darin, dass sich bei der Nachbehandlung mit der Fistelraspel keine Bakterien mehr im Fistelgang bzw. nur mehr eine sehr geringe Konzentration von Bakterien im Fistelgang befinden und durch das Heilverhalten des Fistelganges wesentlich verbessert wird.

