



GEM

GLUTACK

Die atraumatische Lösung für die laparoskopische und offene Bauchwandchirurgie.

Glutack ist ein benutzerfreundlicher Applikator für eine atraumatische laparoskopische und offene Fixation von Netzimplantaten. Bei jedem Druck auf den Auslöser erfolgt eine präzise und konsistente Abgabe von Glubran® 2, zur Vorbeugung chirurgischer Komplikationen wie z.B. Schmerzen durch Nähte oder Tacker bei Verwendung invasiver Fixierungssysteme.

GLUTACK

GEM

GLUTACK

Die sanfte Kraft eines Tropfens.

Vorteile

- Abwinkelbarer Applikator
- Kontrollierte „Drop by Drop“ Flüssigkeitsabgabe
- Gewohnte Handhabung
- 100% resorbierbar
- Geringere Polymerisationstemperatur (max. 45°)
- Elastisch nach Polymerisation
- Kein tropfen, kein verkleben

Bestellinformationen

Produktbeschreibung	Produkt Code	Stück/Unit	Stück/VPE
Applikator 30 Drops Lap.	GB-DS 30	1	1
Applikator 30 Drops offen	GB-DS SH 30	1	1
Applikator 60 Drops Lap.	GB-DS 60	1	1
Applikator 60 Drops offen	GB-DS SH 60	1	1
Glubran® 2 chir. Kleber 0,5 ml	G-NB2-50	1	10
Glubran® 2 chir. Kleber 1 ml	G-NB-2	1	10